




Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym i uszczelką - sterylne - poj. 2,0 ml

BIOLGX[®]

Krioprobówki z zakrętką z gwintem zewnętrznym i uszczelką. Wykonane z polipropylenu. Z czarną podziałką i białym polem opisowym. **Sterylnie**. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor zakrętki	Pakowane	Szt./Op.
	B-0388	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym i uszczelką	2,0 ml	bezbarwna	10 x 50 szt.	500 szt.

Opis

Krioprobówki z zakrętką z gwintem zewnętrznym i uszczelką. Wykonane z polipropylenu. Z czarną podziałką i białym polem opisowym. **Sterylnie**. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Pakowane w workach po 50 szt.

Mogą być wielokrotnie i szybko zamrażane i rozmrażane. Odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 121°C. Autoklawowalne.

Wym. probówek o poj. 2,0 ml (śr. x wys.): 10,5 x 49,5 mm.

Śr. kołnierza: 12,5 mm.

Śr. zew. zakrętek: 12,5 mm.