



Pudełko neoBox-100



Wykonane z PP. 100-miejscowe (10 x 10). Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (np. fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml). Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką na zawiasach. Autoklawowalne. Możliwość układania w stosy. Nie posiadają oznaczeń alfanumerycznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	2-1967	Pudełko neoBox-100	przezroczysty	100 miejsc
	2-1935	Pudełko neoBox-100	żółty	100 miejsc
	2-1936	Pudełko neoBox-100	różowy	100 miejsc
	2-1937	Pudełko neoBox-100	zielony	100 miejsc
	2-1938	Pudełko neoBox-100	niebieski	100 miejsc
	2-1940	Pudełko neoBox-100	pomarańczowy	100 miejsc

Opis

Wykonane z PP. 100-miejscowe (10 x 10). Przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm (np. fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml). Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką na zawiasach. Autoklawowalne. Możliwość układania w stosy. Nie posiadają oznaczeń alfanumerycznych.

Wymiary: 140 x 153 x 55 mm (szer. x wys. x gł.)

Do wyboru w różnych kolorach. Możliwość dokupienia wkładu służącego do stabilnego utrzymywania probówek 1,5 ml ([Nr-Art. 2-1210](#)).