




Kriopudełka z PC na próbki - 81-miejscowe - 5 szt.

BIOLOGIX[®]

Kriopudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Wykonane z poliwęglanu (PC). Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wysokość | Kolor | W zestawie | Liczba miejsc |
|---|---------|------------------|----------|---|------------|---------------|
|  | B-0395 | Kriopudełka z PC | 52 mm | białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie | 5 szt. | 81-miejscowe |

Opis

Kriopudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Wykonane z poliwęglanu (PC). Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek. Otwory w pokrywie zapobiegają kondensacji pary wodnej. Mogą być szybko zamrażane i rozmrażane. Autoklawowalne.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 132 x 132 x 52 mm.