




**Kriopudełka z PC na próbki - 81-miejscowe - 5 szt.**

**BIOLOGIX**<sup>®</sup>

Kriopudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Wykonane z poliwęglanu (PC). Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Kolor	W zestawie	Liczba miejsc
	B-0395	Kriopudełka z PC	52 mm	białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie	5 szt.	81-miejscowe

**Opis**

Kriopudełka na próbki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Wykonane z poliwęglanu (PC). Z możliwością układania w stosy. Odporne na temperatury od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek. Otwory w pokrywie zapobiegają kondensacji pary wodnej. Mogą być szybko zamrażane i rozmrażane. Autoklawowalne.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 132 x 132 x 52 mm.