



Szczotka do czyszczenia naczyń sedymentacyjnych

Szczotka wykonana z włosia końskiego/nylonu. Ze szpiczastym pędzlem do naczyń stożkowych, a zwłaszcza do naczyń sedymentacyjnych. Z ocynkowanym stalowym trzonkiem wyposażonym w obrotowy drewniany uchwyt. Bardzo miękka szczecina umożliwia szybkie i dokładne oczyszczanie wewnętrznych ścian naczynia a także wąskiej, dolnej części stożka.

Miniatura



Nr-art.

2-3285

Nazwa

Szczotka do czyszczenia naczyń sedymentacyjnych

Opis

Szczotka wykonana z włosia końskiego/nylonu. Ze szpiczastym pędzlem do naczyń stożkowych, a zwłaszcza do naczyń sedymentacyjnych. Z ocynkowanym stalowym trzonkiem wyposażonym w obrotowy drewniany uchwyt. Bardzo miękka szczecina umożliwia szybkie i dokładne oczyszczanie wewnętrznych ścian naczynia a także wąskiej, dolnej części stożka.

Średnica górna: 130 mm.

Długość całkowita: ok. 70 cm.

Długość szczotki: ok. 50 cm.