



Statywy 64-miejscowe z uchwytem / wkłady na probówki do pudełek neoBox

Statywy i jednocześnie wkłady na 64 probówki. Mogą być stosowane samodzielnie, ewentualnie stanowią uzupełnienie do pudełek neoBox-100 oraz neoBox-200. Na środku wkładu znajduje się mały uchwyt umożliwiający szybkie wyjęcie z pudełka i ustawienie np. na stole laboratoryjnym. Rzędy kodowane alfanumerycznie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Śr. otworów	Kolor
	2-1210	Statyw 64-miejscowy z uchwytem / wkład do pudełek neoBox	śr. 15,7 mm	11 mm	żółty

Opis

Statywy 64-miejscowe wykonane z PP. Dostępne w dwóch wersjach: na probówki o poj. 0,5 ml oraz 1,5/2,0 ml. Posiadają uchwyt umieszczony centralnie, dzięki któremu można przenosić cały statyw jedną ręką. Rzędy 8 x 8, kodowane alfanumerycznie.

Jednocześnie mogą one pełnić funkcję **wkładów na 64 probówki do pudełek neoBox-100** o [Nr-Art. od 2-1967 do 2-1940](#) oraz **neoBox-200** ([Nr-Art. 2-1968](#)). Uchwyt umożliwia szybkie i jednoczesne wyjęcie z pudełka wszystkich probówek i ustawienie ich np. na stole laboratoryjnym.

Śr. otworów: 8 lub 11 mm.

Materiał: PP.