



Kriopudełko Bionovo-81 Low

Wykonane z PP. 81-miejscowe (9 x 9). Przeznaczone na probówki o śr. do 13 mm i maks. wys. 52 mm, tj.: fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml. Wyposażone w przezroczystą, zamykaną zatrzaskiem pokrywę na zawiasach. Posiadają otwory w dnie, co umożliwia łatwe usuwanie rozmrożonego płynu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x gł. x wys.	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-3400	Kriopudełko Bionovo-81 Low	133 x 133 x 52 mm	bezbarwny	81-miejscowe	1 szt.
	B-3401	Kriopudełko Bionovo-81 Low	133 x 133 x 52 mm	żółty	81-miejscowe	1 szt.
	B-3402	Kriopudełko Bionovo-81 Low	133 x 133 x 52 mm	czerwony	81-miejscowe	1 szt.
	B-3403	Kriopudełko Bionovo-81 Low	133 x 133 x 52 mm	zielony	81-miejscowe	1 szt.
	B-3404	Kriopudełko Bionovo-81 Low	133 x 133 x 52 mm	niebieski	81-miejscowe	1 szt.

Opis

Wykonane z PP. 81-miejscowe (9 x 9). Przeznaczone na probówki o śr. do 13 mm i maks. wys. 52 mm, tj.: fiołki do HPLC, krioprobówki, probówki 1,5 i 2 ml. Wyposażone w przezroczystą, zamykaną zatrzaskiem pokrywę na zawiasach. Posiadają otwory w dnie, co umożliwia łatwe usuwanie rozmrożonego płynu. Dodatkowo wyposażone są w nóżki oraz otwory w pokrywce, umożliwiające ustawianie pudełek piętrowo. Do wyboru w różnych kolorach (zielony, czerwony, bezbarwny, niebieski, żółty).

Autoklawowalne, odporne na temperatury: od -90°C do +121°C.

Wymiary: 133 x 133 x 52 mm (szer. x gł. x wys.).