



Kriopudełko do przechowywania



Przeźroczyste pudełko wykonane z PP. 100-miejscowe (wym. otworu: 12,4 x 12,4 mm). Przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 0,5 i 1,5/2 ml oraz kriofolek. Z pokrywką i oznaczeniami alfanumerycznymi do łatwej identyfikacji próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-3452	Kriopudełko do przechowywania	przezroczysty	100 miejsc	1 szt.

Opis

Przeźroczyste pudełko wykonane z PP. 100-miejscowe (wym. otworu: 12,4 x 12,4 mm). Przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 0,5 i 1,5/2 ml oraz kriofolek. Z pokrywką i oznaczeniami alfanumerycznymi do łatwej identyfikacji próbek. Możliwość ustawiania w stosy. Odporne na temperatury od -90 do +121°C. Autoklawowalne. Do pudełka pasują probówki o maks. wys. 53 cm.

Wymiary: 140 x 140 x 60 mm (dł. x szer. x wys.).