



Pipety jednokanałowe Sunlab o regulowanej pojemności



Jednokanałowe pipety dostępne w różnych zakresach pojemności. W całości autoklawowalne. Lekkie i wygodne w użytkowaniu. Nadają się do wszystkich standardowych prac w laboratoriach. Wyświetlacz z dużymi cyframi ułatwia odczyt danych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co
	D-8701	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1701	0,1-2,5 µl	0,05 µl
	D-8702	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1702	0,5-10 µl	0,1 µl
	D-8703	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1703	2-20 µl	0,5 µl
	D-8713	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1713	5-50 µl	0,5 µl
	D-8704	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1704	10-100 µl	1 µl
	D-8705	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1705	20-200 µl	1 µl
	D-8706	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1706	100-1000 µl	5 µl
	D-8707	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1707	1-5 ml	50 µl
	D-8708	Pipeta jednokanałowa Sunlab SU1708	2-10 ml	100 µl

Opis

Jednokanałowe pipety dostępne w różnych zakresach pojemności. W całości autoklawowalne. Lekkie i wygodne w użytkowaniu. Nadają się do wszystkich standardowych prac w laboratoriach. Wyświetlacz z dużymi cyframi ułatwia odczyt danych. Proste ustawianie dozowanej objętości poprzez obracanie pokręteł. Z funkcją wyrzutnika końcówek. Kalibrowane zgodnie z normą ISO 8655.