



Kriopudełka z PC

NALGENE[®]

Kriopudełka z poliwęglanu. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Z kratką i numeracją stanowisk na pokrywie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Rzędy
	2-5025	Kriopudełko z PC	76 x 76 x 52 mm	5 x 5
	2-5026	Kriopudełko z PC	133 x 133 x 52 mm	9 x 9
	2-5029	Kriopudełko z PC	133 x 133 x 95 mm	9 x 9

Opis

Kriopudełka z poliwęglanu. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Z kratką i numeracją stanowisk na pokrywie.

Wielkość stanowiska: 12 mm.

Pasują do wszystkich dostępnych krioprobówek o poj. 1,5 lub 2,0 ml oraz probówek Eppendorfa. Przeznaczone do magazynowania w skrzyniach lub szafach w niskiej temperaturze lub w ciekłym azocie.

Pudełko o Nr-Art. 2-5029 ze względu na swoją wysokość nadaje się również do krioprobówek o poj. 5 ml.