



Kriopudełka na probówki, 81-stanowiskowe, wys. 76 mm (PC)

Pudełka na probówki o poj. 3 do 4 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Odporne na temperatury od -190°C do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wysokość	Szt./Op.
	A-733072	Kriopudełko z PC	niebieski	76 mm	1 szt.
	A-733073	Kriopudełko z PC	zielony	76 mm	1 szt.
	A-733071	Kriopudełko z PC	czerwony	76 mm	1 szt.
	A-733074	Kriopudełko z PC	żółty	76 mm	1 szt.

Opis

Pudełka na probówki o poj. 3 do 4 ml i śr. 12,5 mm. Rzędy 9 x 9. Wykonane ze stabilnego poliwęglanu. Odporne na temperatury od -190°C do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze białym, kolorowej kratki i przezroczystej pokrywy z oznaczeniami alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Wymiary: 133 x 133 x wys. 76 mm.