



Szczotki laboratoryjne z naturalnego włosia

Odporne, wygodne w użytkowaniu szczotki laboratoryjne. Wytrzymują temperatury do 150°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Śr. włosia	Dł. włosia	Dł. całk.	Szt./Op.
	B-1300	Szczotka z naturalnego włosia	a			400 mm	1 szt.
	B-1301	Szczotka z naturalnego włosia	b			490 mm	1 szt.
	B-1302	Szczotka z naturalnego włosia	c			450 mm	1 szt.
	B-1303	Szczotka z naturalnego włosia	d			160 mm	1 szt.

Opis

Odporne, wygodne w użytkowaniu szczotki laboratoryjne. Wytrzymują temperatury do 150°C.