



Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia

Szczotka do butelek laboratoryjnych, kolb, zlewek, cylindrów i innych naczyń. Wykonana z naturalnego włosia. Z ocynkowanym, drucianym trzonkiem.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Śr. główki

Szt./Op.



B-3622

Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny

1 szt.

Opis

Szczotka do butelek laboratoryjnych, kolb, zlewek, cylindrów i innych naczyń. Wykonana z naturalnego włosia. Z ocynkowanym, drucianym trzonkiem.

Materiał włosia: naturalna szczecina.

Długość całkowita: 370 mm.

Długość szczotki: 85 mm.

Średnica szczotki: 50 mm.