




Szczotki laboratoryjne z naturalnego włosia

Szczotki laboratoryjne z naturalnego włosia. Długość całkowita 500 mm, długość szczotki 100 mm.

Średnica szczotki B-3625 (rys. A): 12 mm.

Średnica szczotki B-3626 (rys. B): 6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Dł. całkow.	Szt./Op.
	B-3625	Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny	12 mm	500 mm	1 szt.
	B-3626	Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny	6 mm	500 mm	1 szt.

Opis

Szczotki laboratoryjne.

Materiał włosia: naturalna szczecina.

Długość całkowita: 500 mm.

Długość szczotki: 100 mm.

Średnica szczotki B-3625 (rys. A): 12 mm.

Średnica szczotki B-3626 (rys. B): 6 mm.