





Szczotki do naczyń laboratoryjnych

Szczotki przeznaczone do czyszczenia zlewek, kolb, cylindrów, butelek i innych naczyń laboratoryjnych. Z naturalną szczecinią. Podczas czyszczenia dopasowują się do każdego kształtu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Długość	Szt./Op.
	B-1557	Szczotka z drucianym trzonkiem	50 mm	33 cm	1 szt.
	B-1556	Szczotka z drewnianym trzonkiem	75 mm	43 cm	1 szt.

Opis

Szczotki przeznaczone do czyszczenia zlewek, kolb, cylindrów, butelek i innych naczyń laboratoryjnych. Z naturalną szczecinią. Podczas czyszczenia dopasowują się do każdego kształtu.

Szczotka nr B-1557 posiada trzonek wykonany z ocynkowanego drutu stalowego.

Szczotka nr B-1556 posiada trzonek drewniany.