




## Zestaw szczotek laboratoryjnych

Zestaw szczotek do czyszczenia szkła laboratoryjnego, wykonanych z drutu i włosia powlekanego tworzywem sztucznym chroniącym szkło przed zarysowaniem. Zawiera 10 najczęściej używanych szczotek, w tym model z drewnianym trzonkiem oraz szczotkę zmywającą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	1-7032	Zestaw szczotek laboratoryjnych	10 szt.

### Opis

**Zestaw szczotek laboratoryjnych neoLabLine** to praktyczny komplet 10 narzędzi przeznaczonych do delikatnego czyszczenia szkła laboratoryjnego. Szczotki wykonane są **z poliestru (PEs) oraz naturalnego włosia**, co zapewnia skuteczne czyszczenie bez ryzyka zarysowania szkła. Trzonki wykonano **z polipropylenu (PP) oraz drewna**, gwarantując trwałość i wygodę użytkowania.

Zestaw zawiera szczotki **o średnicach od 10 mm do 80 mm**, co pozwala na dopasowanie odpowiedniego narzędzia do różnych typów naczyń. Dzięki specjalnej konstrukcji z drutem powlekanym tworzywem sztucznym, szczotki są bezpieczne dla szkła i wyjątkowo trwałe. Produkt nie jest sterylny, ale doskonale sprawdza się w codziennych pracach laboratoryjnych, zapewniając higienę i precyzję czyszczenia. Zawartość zestawu jest zgodna z przedstawioną na zdjęciu.