



Szczotka do czyszczenia okrągłych kolb



Szczotka przeznaczona do czyszczenia okrągłych kolb. Wygięta końcówka umożliwia dotarcie do każdego miejsca na wewnętrznych ścianach kolby. Z naturalną szczecina, usuwającą nawet silne zabrudzenia i stabilnym, długim drewnianym trzonkiem.

Miniatura



Nr-art.

1-6010

Nazwa

Szczotka do okrągłych kolb

1-6011

Zapasowa końcówka szczotki

Opis

Szczotka laboratoryjna z wygiętą końcówką przeznaczona do skutecznego czyszczenia kolb okrągłodennych, również tych o szlifie NS 34 lub większym. Dzięki specjalnie wyprofilowanej końcówce możliwe jest dotarcie do trudno dostępnych miejsc na wewnętrznych ścianach naczynia, co znacząco ułatwia usuwanie osadów i zanieczyszczeń powstałych podczas pracy laboratoryjnej. Naturalna szczecina, z której wykonane jest włosie, charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu nawet uporczywych zabrudzeń, a jednocześnie jest delikatna dla szkła, nie powodując jego zarysowań.

Długi, stabilny trzonek wykonany z drewna zapewnia wygodny chwyt i pełną kontrolę podczas czyszczenia. Jego **długość wynosząca 370 mm** pozwala na komfortowe operowanie szczotką nawet w głębokich naczyniach, a **średnica 7 mm** gwarantuje odpowiednią sztywność i trwałość. Końcówka szczotki o **wymiarach 45 x 21 mm** została zaprojektowana z myślą o efektywnym czyszczeniu powierzchni o zakrzywionym profilu, a długość włosia **wynosząca 8 mm** umożliwia dokładne oczyszczenie bez ryzyka uszkodzenia szkła.

Szczotka doskonale sprawdza się jako narzędzie do wstępnego oczyszczania kolb przed ich umieszczeniem w zmywarce laboratoryjnej, co pozwala na zwiększenie efektywności procesu mycia i wydłużenie żywotności naczyń. Jej uniwersalna konstrukcja sprawia, że pasuje do większości kolb stosowanych w laboratoriach chemicznych, biologicznych i analitycznych, stanowiąc praktyczny i trwały element wyposażenia każdego stanowiska pracy.