



Pudełka na próbówki PCR

Pudełka na próbówki 0,2 ml pojedyncze lub w paskach 8- lub 12-stanowiskowych. 196-miejscowe (rzędy 14 x 14). Możliwość układania w stosy. Oznaczenia alfanumeryczne. Wyjątkowo lekka, przezroczysta pokrywka zapobiegająca wypadaniu próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-1910	Pudełko na próbówki PCR	przezroczysty
	2-1911	Pudełko na próbówki PCR	żółty
	2-1912	Pudełko na próbówki PCR	różowy
	2-1913	Pudełko na próbówki PCR	zielony
	2-1914	Pudełko na próbówki PCR	niebieski
	2-1915	Pudełko na próbówki PCR	pomarańczowy

Opis

Pudełka na próbówki 0,2 ml pojedyncze lub w paskach 8- lub 12-stanowiskowych. 196-miejscowe (rzędy 14x14). Możliwość układania w stosy. Oznaczenia alfanumeryczne. Wyjątkowo lekka, przezroczysta pokrywka zapobiegająca wypadaniu próbek.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 133 x 133 x 30 mm.

Autoklawowalny: do 121°C.

Materiał: PP.