

Pudełka na próbki Falcon



Pudełka na 25 próbek o średnicy do 17 mm (np. Falcony 15 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-25, nadrukowaną na wkładzie na próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Kolor	Liczba miejsc
	B-1610	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	żółty	5 x 5
	B-1611	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	pomarańczowy	5 x 5
	B-1612	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	różowy	5 x 5
	B-1613	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	zielony	5 x 5
	B-1614	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	niebieski	5 x 5
	B-1615	Pudełko na próbki Falcon	15 ml	przezroczysty	5 x 5

Opis

Pudełka na 25 próbek o średnicy do 17 mm (np. Falcony 15 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-25, nadrukowaną na wkładzie na próbki.

Wymiary: 130 x 130 x wys. 128 mm.