



Pudełko chłodzące na próbówki 0,5-2,0 ml

Pudełko z pokrywką na 24 próbówki o poj. 0,5-2,0 ml. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury $\geq 7^{\circ}\text{C}$ płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-733375	Pudełko chłodzące ThermoCooler na próbówki 0,5-2,0 ml	żółty	1 szt.
	A-733370	Pudełko chłodzące ThermoCooler na próbówki 0,5-2,0 ml	różowy	1 szt.

Opis

Pudełko z pokrywką na 24 próbówki o poj. 0,5-2,0 ml. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury $\geq 7^{\circ}\text{C}$ płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.

Wymiary pudełka w pokrywką: 70 x 105 x 146 mm.

Podobne pudełko chłodzące dostępne również na próbówki o poj. 0,2 ml pod nr [art. A-733350 i nast.](#)