



Zestaw pudełek chłodzących na próbówki PCR - 2 szt.



Na próbówki 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytki z 96 stanowiskami. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury $\geq 7^{\circ}\text{C}$ płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-733350	Pudełka chłodzące ThermoCooler	różowy	2 szt.
	A-733355	Pudełka chłodzące ThermoCooler	żółty	2 szt.
	A-733359	Pudełka chłodzące ThermoCooler	różowy i żółty	2 szt.

Opis

Na próbówki 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytki z 96 stanowiskami. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury $\geq 7^{\circ}\text{C}$ płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.

Wymiary pudełka z pokrywką: 44 x 99 x 141 mm

Podobne pudełko dostępne również na próbówki o poj. 0,5-2,0 ml pod nr art. [A-733370](#).