



Rękawice lateksowe MaxPro - pudrowane

Rękawice diagnostyczne lekko pudrowane skrobią kukurydzianą, niejałowe, jednorazowego użytku. Posiadają rolowany rant.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	B-1452	Rękawice lateksowe pudrowane	S	100 szt.
	B-1453	Rękawice lateksowe pudrowane	M	100 szt.
	B-1454	Rękawice lateksowe pudrowane	L	100 szt.
	B-1455	Rękawice lateksowe pudrowane	XL	100 szt.

Opis

Rękawice diagnostyczne lekko pudrowane skrobią kukurydzianą, niejałowe, jednorazowego użytku. Posiadają rolowany rant.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 110 x 220 x 65 mm.