



Pudełka na próbówki Falcon

Pudełka na 9 próbek o średnicy do 30 mm (np. Falcony 50 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-9, nadrukowaną na wkładzie na próbówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Kolor	Liczba miejsc
	B-1616	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	żółty	3 x 3
	B-1617	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	pomarańczowy	3 x 3
	B-1618	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	różowy	3 x 3
	B-1619	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	zielony	3 x 3
	B-1620	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	niebieski	3 x 3
	B-1621	Pudełko na próbówki Falcon	50 ml	przezroczysty	3 x 3

Opis

Pudełka na 9 próbek o średnicy do 30 mm (np. Falcony 50 ml). Wykonane z polipropylenu. Z wyraźną numeracją stanowisk 1-9, nadrukowaną na wkładzie na próbówki.

Wymiary: 130 x 130 x wys. 128 mm.