



## Zestaw pudełek na próbówki 15 ml lub 50 ml

Do wyboru dostępne są dwa rodzaje pudełek: na 16 próbek o poj. 50 ml lub 36 o poj. 15 ml. Wykonane z tworzywa sztucznego. Odporne na autoklawowanie w temp. 121°C oraz na zamrażanie do -90°C.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                               | Na próbówki | Liczba miejsc | Kolor     | Wysokość | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------|----------|
|  | B-3569  | Kriopudełka na próbówki typu Falcon | 15 ml       | 36 miejsc     | zielony   | 126 mm   | 2 szt.   |
|  | B-3573  | Kriopudełka na próbówki typu Falcon | 50 ml       | 16 miejsc     | niebieski | 126 mm   | 2 szt.   |

### Opis

Do wyboru dostępne są dwa rodzaje pudełek: na 16 próbek o poj. 50 ml lub 36 o poj. 15 ml. Wykonane z tworzywa sztucznego. Odporne na autoklawowanie w temp. 121°C oraz na zamrażanie do -90°C. Jedno opakowanie zawiera 2 pudełka.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 138 x 138 x 126 mm.