



Zestaw pudełek na próbówki 15 ml lub 50 ml

Do wyboru dostępne są dwa rodzaje pudełek: na 16 próbek o poj. 50 ml lub 36 o poj. 15 ml. Wykonane z tworzywa sztucznego. Odporne na autoklawowanie w temp. 121°C oraz na zamrażanie do -90°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Liczba miejsc	Kolor	Wysokość	Szt./Op.
	B-3569	Kriopudełka na próbówki typu Falcon	15 ml	36 miejsc	zielony	126 mm	2 szt.
	B-3573	Kriopudełka na próbówki typu Falcon	50 ml	16 miejsc	niebieski	126 mm	2 szt.

Opis

Do wyboru dostępne są dwa rodzaje pudełek: na 16 próbek o poj. 50 ml lub 36 o poj. 15 ml. Wykonane z tworzywa sztucznego. Odporne na autoklawowanie w temp. 121°C oraz na zamrażanie do -90°C. Jedno opakowanie zawiera 2 pudełka.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 138 x 138 x 126 mm.