



## Kriopudełka 81-miejscowe z PP na fiołki i próbki



Kriopudełka przeznaczone do przechowywania fiołek lub próbek o śr. do 12,5 mm w rzędach 9 x 9. Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką. Dolna część z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość układania w stosy. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być przechowywane w zamrażarkach w temp. do -90°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc
	2-2580	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	przezroczyste	
	2-2581	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	różowe	
	2-2582	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	żółte	
	2-2583	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	zielone	
	2-2584	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	niebieskie	
	2-2585	Pudełko na fiołki o śr. do 12,5 mm	pomarańczowe	
	2-2586	Pokrywka zapasowa	przezroczysta	

### Opis

Plastikowe kriopudełka przeznaczone do przechowywania próbek lub fiołek o śr. do 12,5 mm. Sprawdzą się do próbek typu eppendorf o poj. 1,5 lub 2,0 ml, kriopróbek lub fiołek do HPLC. Maja 81 miejsc w rzędach 9 x 9. Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką. Dolna część z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość układania w stosy. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być przechowywane w zamrażarkach w temp. do -90°C. Dostępne w różnych kolorach.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 130 x 130 x 45 mm

Wysoka jakość wykonania.