



## Pudełka na fiołki i buteleczki

Przeznaczone na naczynka o maks. śr. 12 mm. Rzędy 5 x 10. Z wkładem dzielącym przestrzeń na 50 stanowisk oraz szczelnie zamykającą pokrywką.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa        | Kolor         | Dł. x szer. x wys. | Liczba miejsc |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
|  | 2-1535  | Pudełko z PP | mleczne       |                    | 50 miejsc     |
|  | 2-7209  | Pudełko z PS | przezroczyste |                    | 50 miejsc     |

### Opis

Przeznaczone na naczynka o maks. śr. 12 mm. Rzędy 5 x 10. Z wkładem dzielącym przestrzeń na 50 stanowisk oraz szczelnie zamykającą pokrywką. Nadają się do przechowywania np:

- fiolek do autosamplera 1,2 ml (Nr-Art. 2-7200 i 2-7201),
- fiolek 1,5 ml (Nr-Art. 2-1000),
- mikroprobówek stożkowych z PP (Nr-Art. 2-1009).

Wykonane z przejrzystego polistyrenu (**nieautoklawowalne**) lub przezroczystego polipropylenu (**autoklawowalne**).

**Wymiary:** 140 x 70 x 40 mm (dł. x szer. x wys.).