



Rękawice nitrylowe bezpudrowe - długie

Bezpudrowe rękawice firmy Ansell Healthcare. Wykonane z kauczuku nitrylowego. Posiadają rolowany mankiet. AQL 1,5. **Bezlateksowe.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Szt./Op.
	B-3321	Rękawice nitrylowe długie	bezpudrowe	teksturowane	XS	100 szt.
	B-3322	Rękawice nitrylowe długie	bezpudrowe	teksturowane	S	100 szt.
	B-3323	Rękawice nitrylowe długie	bezpudrowe	teksturowane	M	100 szt.
	B-3324	Rękawice nitrylowe długie	bezpudrowe	teksturowane	L	100 szt.

Opis

Bezpudrowe rękawice firmy Ansell Healthcare. Wykonane z kauczuku nitrylowego. Posiadają rolowany mankiet. AQL 1,5. **Bezlateksowe.**

Długość: 300 mm, tj. ok 40 mm więcej niż standardowe rękawice jednorazowe.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 285 x 70 mm.

Produkt nr B-3322 w promocyjnej cenie ma krótki lub przekroczony termin ważności.