



Pudełko Wheaton na fiołki

WHEATON[®]

Pudełko Wheaton na fiołki wykonane są z polistyrenu i przeznaczone do wygodnego przechowywania oraz organizacji próbek w fiołkach. Dno pudełka wyłożone jest tworzywem piankowym, które stabilizuje fiołki i ogranicza ich przemieszczanie podczas przenoszenia. Pokrywka z oznaczeniami alfanumerycznymi ułatwia szybkie lokalizowanie próbek i prowadzenie ewidencji zawartości.

Miniatura



Nr-art.

B-0259

Nazwa

Kompaktowe pudełko Wheaton na 54 fiołki o śr. do 17 mm



9-0260

Kompaktowe pudełko Wheaton na 60 fiołek o śr. do 13 mm



9-0261

Kompaktowe pudełko Wheaton na 40 fiołek o śr. do 16 mm

Opis

Pudełko Wheaton to praktyczne rozwiązanie do przechowywania fiołek z próbkami, odczynnikami lub materiałem referencyjnym. Kompaktowa konstrukcja z polistyrenu sprawdza się w codziennej pracy laboratoryjnej, a piankowe wyłożenie dna pomaga utrzymać fiołki w stabilnej pozycji.

Pokrywka z oznaczeniami alfanumerycznymi ułatwia porządkowanie próbek według numerów, serii, dat lub rodzaju materiału. Dzięki temu pudełko dobrze sprawdza się w laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest czytelna organizacja małych fiołek.

Dostępne modele

Seria obejmuje trzy modele pudełek:

Model 1 – pudełko na **60 fiołek** o maksymalnej średnicy **13 mm** i wysokości **50 mm**.

Model 2 – pudełko na **40 fiołek** o maksymalnej średnicy **16 mm** i wysokości **50 mm**.

Model 3 – pudełko na **54 fiołki** o maksymalnej średnicy **17 mm** i wysokości **60 mm**.

Do pudełek dostępne są dedykowane [karty indeksowe Wheaton](#), które ułatwiają opisywanie i katalogowanie zawartości.

Pudełko i karty indeksowe należy zamawiać osobno.