



## Dozownik na pudełko z rękawiczkami Fix 75, stal szlachetna

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 mm x 132 mm x 75 mm (dł. x szer. x wys.) Może zostać zamocowany na ścianie.

Miniatura



Nr-art.

L-0180

Nazwa

Dozownik na 1 pudełko z rękawiczkami, Fix 75

### Opis

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 mm x 132 mm x 75 mm (dł. x szer. x wys.) Może zostać zamocowany na ścianie.

**Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.):** 135 x 250 x 80 mm.