



Kolorowe statywy Top-Rack, 80-miejscowe - neoLab



Wykonane z polipropylenu, z dwoma uchwytami. 80-miejscowe. Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na temp. od -80°C do +125°C. Możliwość autoklawowania. Statywy można przechowywać w odpowiednio przygotowanych do tego pudełkach z pokrywką (jedno pudełko na jeden statyw) - nr-art. 2-2569.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2560	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	żółty
	2-2561	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	intensywnie pomarańczowy
	2-2562	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	czerwony
	2-2563	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	fioletowy
	2-2564	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	niebieski
	2-2565	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	zielony
	2-2566	Statyw Top-Rack, 80-miejscowy	przezroczysty
	2-2569	Pudełko z pokrywką na 1 statyw Top-Rack	-

Opis

Wykonane z polipropylenu, z dwoma uchwytami. 80-miejscowe. Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na temp. od -80°C do +125°C. Możliwość autoklawowania.

Wymiary: 225 x 65 x 28 mm (dł. x szer. x wys.).

Schemat numeracji miejsc:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80