



Dozownik ścienny na pudełka z rękawiczkami

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

Miniatura



Nr-art.

B-0988

Nazwa

Dozownik ścienny na 1 pudełko rękawiczek

Opis

Dozownik umożliwiający łatwą dostępność do rękawiczek oraz oszczędność miejsca w laboratorium. Wykonany ze stali szlachetnej. Dozownik jest mocowany do ściany za pomocą dwóch uchwytów (dołączone kołki rozporowe i wkręty).

Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.): 135 x 180 x 85 mm.