



Statywy Top-Rack na próbówki 1,5 ml i 2,0 ml



Statyw na próbówki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. 80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu. Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	D-1035	Statyw Top-Rack	bezbarny
	D-1021	Statyw Top-Rack	intensywnie zielony
	D-1022	Statyw Top-Rack	niebieski
	D-1023	Statyw Top-Rack	żółty
	D-1024	Statyw Top-Rack	intensywnie pomarańczowy
	D-1025	Statyw Top-Rack	intensywnie różowy

Opis

Statyw na próbówki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. 80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu. Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 225 x 65 x 28 mm.

Schemat numeracji stanowisk:

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
2	9	12	19	22	29	32	39	42	49	52	59	62	69	72	79
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78
4	7	14	17	24	27	34	37	44	47	54	57	64	67	74	77
5	6	15	16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75	76

W naszej ofercie dostępny jest również [zestaw 5 statywów Top-Rack w różnych kolorach](#).