



Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy

Dwustronny statyw na próbki z pokrywką. Na górnej stronie znajdują się otwory na próbki o poj. 1,5 i 2 ml, na dolnej – miejsca na próbki o poj. 0,5 ml. Wykonany z PP. Autoklawowalny do 121°C. Dostępny w 7 kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2570	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	żółty
	2-2571	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	pomarańczowy
	2-2572	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	czerwony
	2-2573	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	fioletowy
	2-2574	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	niebieski
	2-2575	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	zielony
	2-2576	Statyw Combi-Rack na próbki, 96-miejscowy	przezroczysty
	2-2595	Zapasowa pokrywka z PP do statywów Combi-Rack	przezroczysta

Opis

Dwustronny statyw na próbki z pokrywką. Na górnej stronie znajdują się otwory na próbki o poj. 1,5 i 2 ml, na dolnej – miejsca na próbki o poj. 0,5 ml. Wykonany z PP. Autoklawowalny do 121°C. Dostępny w 7 kolorach.

Wymiary: 210 x 115 x 28 mm.