



Chwytek ochronny Grabbit™ Temp



Przeznaczony do chwytania zimnych i gorących przedmiotów laboratoryjnych. Chroni dłonie przed szkodliwym działaniem wysokich i niskich temperatur podczas pracy w laboratorium. Powierzchnia chwytająca wyposażona w wypustki zapewnia wygodne i pewne osadzenie przedmiotu oraz umożliwia zręczny i bezpieczny chwyt.

Miniatura



Nr-art.

B-0112

Nazwa

Chwytek ochronny Grabbit™ Temp

Opis

Przeznaczony do chwytania zimnych i gorących przedmiotów laboratoryjnych.

Chroni dłonie przed szkodliwym działaniem wysokich i niskich temperatur podczas pracy w laboratorium. Powierzchnia chwytająca wyposażona w wypustki zapewnia wygodne i pewne osadzenie przedmiotu oraz umożliwia zręczny i bezpieczny chwyt.

Odporny na temperatury: od -57°C do +260°C.

Materiał: kauczuk silikonowy.