



Statyw na próbki/krioprobówki neoRack®

Kwadratowy statyw na próbki Eppendorfa i krioprobówki 1,5 ml i 2 ml. 64-miejscowy. Łatwy montaż. Alfanumeryczne kodowanie otworów. Doskonale pasuje do systemu neoStapelRack (Nr-Art. 2-2999). Możliwość ustawienia piętrowego.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rzędy	Kolor
	2-1642	Statyw na próbki/krioprobówki neoRack®	8 x 8	czerwono-biały
	2-1643	Statyw na próbki/krioprobówki neoRack®	8 x 8	czerwono-żółty

Opis

Kwadratowy statyw na próbki Eppendorfa i krioprobówki 1,5 ml i 2 ml. 64-miejscowy. Łatwy montaż. Alfanumeryczne kodowanie otworów. Doskonale pasuje do systemu neoStapelRack (Nr-Art. 2-2999). Możliwość ustawienia piętrowego.

Materiał: PP, autoklawowalny w 121°C.

Wymiary: 143 x 143 x wys. 34 mm.

Rzędy: 8 x 8.

Średnica otworu: 12,7 mm.