



Statywy na próbówki Rota-Rack[®]



Wyjątkowo praktyczne statywy Rota-Rack[®] w dwóch wariantach dla próbek o różnych rozmiarach.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



2-6616

Statyw Rota-Rack[®] na naczynka reakcyjne



2-6617

Statyw Rota-Rack[®] na większe próbówki

Opis

Wyjątkowo praktyczne statywy Rota-Rack[®] w dwóch wariantach dla próbek o różnych rozmiarach. Cztery kolorowe elementy (niebieski, zielony, fioletowy, żółty) są ze sobą połączone, ale każdy z nich można obrócić w wybranym kierunku. Umożliwia to przechowywanie i transport próbek różnej wielkości w jednym statywie. Statywy można autoklawować.

Rota-Rack[™] na naczynka reakcyjne

W każdym module można umieścić następującą ilość naczynek:

- 6 x 15 ml,
- 9 x 1,5/2,0 ml,
- 12 x 0,5/0,6 ml,
- 32 x próbówki PCR 0,2 ml / 4 paski 8-stanowiskowe z próbkami,

Wymiary: 208 x 100 x 100 mm.

Rota-Rack[™] na większe próbówki

W każdym module można umieścić następującą ilość próbek:

- 2 x 50 ml,
- 8 x 15 ml,
- 6 x 16 do 20 mm,
- 10 x 10 do 13 mm,

Wymiary: 224 x 112 x 112 mm.