



Komplet statywów na próbówki SlipLock Flipper[®] Rack

W skład kompletu wchodzi 4 statywy w różnych kolorach oraz 2 pokrywki zamykające jednocześnie dwa statywy. Statywy mogą zostać połączone ze sobą poprzez lekkie przesunięcie i zahaczenie. Każdy statyw pasuje na: 24 próbówki 1,5 lub 2,0 ml o maks. śr. 11 mm, 16 probówek 0,5 ml o maks. śr. 8 mm, 60 probówek do PCR 0,1 lub 0,2 ml, 5 pasków po 12 probówek do PCR.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	2-2769	Komplet statywów na próbówki SlipLock Flipper [®] Rack	4 statywy + 2 pokrywki

Opis

W skład kompletu wchodzi 4 statywy w różnych kolorach oraz 2 pokrywki zamykające jednocześnie dwa statywy. Statywy mogą zostać połączone ze sobą poprzez lekkie przesunięcie i zahaczenie. Z możliwością ustawiania piętrowego.

Każdy statyw pasuje na:

- 24 próbówki 1,5 lub 2,0 ml o maks. śr. 11 mm,
- 16 probówek 0,5 ml o maks. śr. 8 mm,
- 60 probówek do PCR 0,1 lub 0,2 ml,
- 5 pasków po 12 probówek do PCR.

2 połączone statywy są idealne dla 1 płytki 96-Well MTP (unskirted, semi-skirted) lub 12 pasków po 8 probówek do PCR.

Materiał: PP, odporny na temp. od -80°C do +121°C.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 130 x 54 x 35 mm (statyw), 133 x 107 x 56 mm (2 statywy połączone, z pokrywką).

Każdy zestaw zawiera po 1 statywie w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym oraz 2 przezroczyste pokrywki.