



Statywy Puzzle na próbki 1,5 ml - 50 ml



Statywy dwustronne wykonane z PP. Przeznaczone na 8 próbek 1,5 – 2 ml i 9 próbek 15 ml lub 4 próbki 1,5 – 2 ml i 4 próbki 50 ml. Zestaw składa się z czterech statywów w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Poszczególne statywy można łączyć ze sobą w dowolnym układzie. Mogą być autoklawowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-7701	Statywy dwustronne Puzzle z PP	żółty, czerwony, niebieski, zielony	4 szt.

Opis

Statywy dwustronne wykonane z PP. Przeznaczone na 8 próbek 1,5 – 2 ml i 9 próbek 15 ml lub 4 próbki 1,5 – 2 ml i 4 próbki 50 ml. Zestaw składa się z czterech statywów w kolorach żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Poszczególne statywy można łączyć ze sobą w dowolnym układzie. Mogą być autoklawowane.