



Statywy Combi w kształcie sześcianu - zestaw

Statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	2-1829	Statywy Combi w kształcie sześcianu	niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy	5 szt.

Opis

Statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C.

Opakowanie zawiera 5 statywów w kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym i różowym.

Wymiary: 11 x 11 x 11 cm.