



Zestaw statywów trzypoziomowych z możliwością łączenia



Zestaw kolorowych, trzypoziomowych statywów, z możliwością ich połączenia w jeden ciąg. Z możliwością autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	N-0099	Zestaw statywów trzypoziomowych z możliwością łączenia	6 szt.

Opis

Zestaw kolorowych, trzypoziomowych statywów, z możliwością ich połączenia w jeden ciąg. Z możliwością autoklawowania. Każdy statyw posiada: 24 miejsca na probówki lub paski o poj. 0,2 ml (poziom najniższy), 14 miejsc na probówki o poj. 0,5 ml (poziom środkowy), 12 miejsc na probówki o poj. 1,5 ml (poziom najwyższy).

Wymiary pojedynczego statywu: 164 x 123 x 62 mm.

Zestaw zawiera po jednym statywie z każdego z następujących kolorów: naturalny, niebieski, zielony, fioletowy, żółty i pomarańczowy.