



Wielopoziomowy statyw na probówki



Wykonany z przezroczystego polistyrenu. Doskonale nadaje się do prac związanych z pipetowaniem niewielkich objętości i rozcieńczaniem. Przeznaczony na 96 (8 x 12) stożkowych probówek 1,5 i 2,0 ml. Składa się z czterech złączonych pojedynczych statywów, z których każdy zawiera 24 otwory.

Miniatura



Nr-art.

2-1833

2-1834

Nazwa

Wielopoziomowe statywy na probówki

Pojedynczy statyw na probówki

Szt./Op.

zestaw 4 szt.

-

Opis

Wykonany z przezroczystego polistyrenu. Doskonale nadaje się do prac związanych z pipetowaniem niewielkich objętości i rozcieńczaniem. Przeznaczony na 96 (8 x 12) stożkowych probówek 1,5 i 2,0 ml. Składa się z czterech złączonych pojedynczych statywów, z których każdy zawiera 24 otwory. Każdy rząd jest numerowany od 1 do 8. Odporny chemicznie na roztwory wodne, alkohol i oleje mineralne. Wytrzymały w temperaturach od -40°C do +70°C.

Powierzchnia pojedynczego statywu: 155 x 76 mm.

Zestaw składa się z 4 pojedynczych statywów i 12 podpórek.