



Statyw Kombi-Rack na próbki PCR (stal szlachetna)

Statyw Kombi-Rack na naczynka reakcyjne oraz próbki PCR. Wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej. Przeznaczony do przechowywania łącznie 90 próbek.

Miniatura



Nr-art.

7-3050

Nazwa

Statyw Kombi-Rack (stal szlachetna)

Opis

Statyw Kombi-Rack na naczynka reakcyjne oraz próbki PCR. Wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej. Przeznaczony do przechowywania łącznie 90 próbek:

12 próbek o poj. 1,5/2,0 ml (1. rząd),

30 próbek o poj. 0,5 ml (2. + 3. rząd),

48 próbek o poj. 0,2 ml, idealny także dla próbek w paskach (4. + 5. rząd).

Zespolony za pomocą śrub ze stali szlachetnej. Gumowe nóżki są przystosowane do mycia w zmywarce. Statyw ma lekko zaokrąglone kanty.