



Statyw skośny na probówki



Statyw z polipropylenu. Skośny kształt statywu umożliwia wygodny dostęp do każdego rzędu probówek. Posiada 48 otworów na probówki o pojemności 1,5 ml, 1,7 ml lub 2 ml. Autoklawowalny.

Miniatura



Nr-art.

B-1225

Nazwa

Statyw skośny na probówki

Opis

Statyw z polipropylenu. Skośny kształt statywu umożliwia wygodny dostęp do każdego rzędu probówek. Posiada 48 otworów na probówki o pojemności 1,5 ml, 1,7 ml lub 2 ml. Autoklawowalny.