



Statyw 3D na próbki



Przeznaczony na maks. 48 próbek (rzędy 2 x 12). Do stosowania z mikroprobówkami o pojemności 1,5 ml. Alfanumeryczne oznakowanie rzędów. Probówki mogą być ustawiane w pozycji pionowej lub lekko pochylonej pod kątem do przodu lub do tyłu. Posiada zmywalne pole do opisu. Dostarczany z dwoma markerami (czerwony i czarny).

Miniatura



Nr-art.

7-7591

Nazwa

Statyw 3D na próbki

Kolor

różowy

Opis

Przeznaczony na maks. 48 próbek (rzędy 2 x 12). Do stosowania z mikroprobówkami o pojemności 1,5 ml.

Alfanumeryczne oznakowanie rzędów. Probówki mogą być ustawiane w pozycji pionowej lub lekko pochylonej pod kątem do przodu lub do tyłu. Posiada zmywalne pole do opisu. Dostarczany z dwoma markerami (czerwony i czarny).

Wymiary: 203 x 146 x 42 mm (dł. x szer. x wys.).