



## Statywy z PP do mikroprobówek

**Kartell**

Statywy do mikroprobówek. Wykonane z polipropylenu (PP). Przeznaczone na 100 probówek o poj. 1,5 ml z zamkniętą zatyczką lub na 50 probówek o poj. 1,5 ml z otwartą zatyczką.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                        | Szer. x gł. x wys.  | Kolor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------|-----------|
|    | M-5101  | Statyw do mikroprobówek (PP) | 263 x 109,5 x 45 mm | biały     |
|    | M-5102  | Statyw do mikroprobówek (PP) | 263 x 109,5 x 45 mm | niebieski |
|  | M-5103  | Statyw do mikroprobówek (PP) | 263 x 109,5 x 45 mm | żółty     |
|  | M-5104  | Statyw do mikroprobówek (PP) | 263 x 109,5 x 45 mm | czerwony  |

### Opis

Statywy do mikroprobówek. Wykonane z polipropylenu (PP). Przeznaczone na 100 probówek o poj. 1,5 ml z zamkniętą zatyczką lub na 50 probówek o poj. 1,5 ml z otwartą zatyczką.

**Ilość miejsc:** 100.