



Akrylowe statywy na probówki Eppendorfa

Wykonane z akrylu. Przezroczyste. Stabilne. Wysoka jakość.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Na probówki
	1-5129	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 50 mm	2,2 ml (2x12)
	1-5130	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 100 mm	2,2 ml (4x12)
	1-5134	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 50 mm	0,5 ml (2x12)
	1-5135	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 100 mm	0,5 ml (4x12)
	1-5136	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 50 mm	1,5 ml (2x12)
	1-5137	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	132 x 50 mm	1,5 ml (2x6)
	1-5138	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 100 mm	1,5 ml (4x12)
	1-5139	Statyw akrylowy na probówki Eppendorfa	262 x 125 mm	1,5 ml (6x12)

Opis

Wykonane z akrylu. Przezroczyste. Stabilne. Wysoka jakość.

Wysokość: 50 mm.