



Akrylowe statywy na probówki Eppendorfa liczba otworów: 2 x 6

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Kolor
	1-5060	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 6	145 x 50 x 50 mm	pomarańczowy
	1-5061	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 6	145 x 50 x 50 mm	niebieski
	1-5062	Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 6	145 x 50 x 50 mm	czerwony

Opis

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Wymiary: 145 x 50 x 50 mm (dł. x szer. x wys.)

W każdym statywie można umieścić 12 probówek o poj. 1,5 ml.