

## Akrylowe statywy na probówki

Akrylowe statywy na probówki o pojemnościach 0,5 ml lub 1,5 ml. Dostępne w różnych kolorach.



| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                      | Na probówki | Kolor         | Liczba miejsc |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
|    | 2-5019  | Statyw ze szkła akrylowego | 0,5 ml      | przezroczysty | 16 miejsc     |
|    | 2-5018  | Statyw ze szkła akrylowego | 1,5 ml      | przezroczysty | 12 miejsc     |
|    | 2-5016  | Statyw ze szkła akrylowego | 1,5 ml      | czerwony      | 12 miejsc     |
|    | 2-5017  | Statyw ze szkła akrylowego | 1,5 ml      | pomarańczowy  | 12 miejsc     |
|  | 2-5021  | Statyw ze szkła akrylowego | 1,5 ml      | niebieski     | 12 miejsc     |

### Opis

Akrylowe statywy na probówki o pojemnościach 0,5 ml lub 1,5 ml. Pasują do pojemników MiniCoolit ([nr art. 2-5024](#)). Mogą również być użytkowane jako samodzielne statywy.

**Wymiary:** 75 x 75 x 45 mm.