



Fartuch laboratoryjny damski/męski ze stójką - z włókien mieszanych



Modny, biały fartuch laboratoryjny ze stójką. Znakomity komfort noszenia. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny i 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	4-1189	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	36
	4-1190	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	38
	4-1191	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	40
	4-1192	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	42
	4-1193	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	44
	4-1194	Fartuch laboratoryjny damski, z włókien mieszanych	46
	4-1195	Fartuch laboratoryjny męski, z włókien mieszanych	48
	4-1196	Fartuch laboratoryjny męski, z włókien mieszanych	50
	4-1197	Fartuch laboratoryjny męski, z włókien mieszanych	52
	4-1198	Fartuch laboratoryjny męski, z włókien mieszanych	54
	4-1199	Fartuch laboratoryjny męski, z włókien mieszanych	56

Opis

Modny, biały fartuch laboratoryjny ze stójką. Znakomity komfort noszenia. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełny, 50% poliestru. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski. Jedna kieszonka na wysokości piersi i dwie kieszenie boczne. Fartuch nadaje się do prania przemysłowego. Łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany i chlorowany.

Długość:

- **model damski:** 105 cm, taliowany,
- **model męski:** 110 cm.

Inne rozmiary dostępne na zapytanie.